CÁLCULO DE IOL

Paciente	**EK CHAN, FELIPE**
Fecha de nacimie...	05/feb./1959
Sexo	Masculino
ID paciente	20343
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

Fecha de la medición **18/feb./2026** Fecha verif. calibración: **18/feb./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD				OS	
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Afáquico	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°

(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

OD					OS				
AL	**23.16 mm**		WTW	11.5 mm	**AL**	**23.17 mm**		WTW	11.8 mm
ACD	2.78 mm		Pupila	2.7 mm	ACD	---		Pupila	1.9 mm
LT	5.07 mm		Ix / Iy	+0.6 mm /+0.4 mm	LT	---		Ix / Iy	-0.5 mm / -0.4 mm
CCT	556 µm		Kappa	0.4 mm @ 193°	CCT	553 µm	(!)	Kappa	0.2 mm @ 319°
Ast. K	**-16.10 D**	**@ 0°**	**Ast. TK**	**-17.89 D @ 180°**	**Ast. K**	**-3.58 D**	**@ 6°**	**Ast. TK**	**-4.48 D @ 6°**
Avg. K	37.34 D	(!)	Avg. TK	36.17 D (!)	Avg. K	41.03 D	(!)	Avg. TK	40.21 D (!)
K1	30.95 D	@ 0°	TK1	29.31 D @ 180°	K1	39.32 D	@ 6°	TK1	38.09 D @ 6°
K2	47.05 D	@ 90°	TK2	47.20 D @ 90°	K2	42.90 D	@ 96°	TK2	42.57 D @ 96°

CÁLCULO DE IOL

⟲ Rotación del eje

CT ASPHINA 509MP

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+28.00	-0.72
+27.50	-0.31
+27.00	**+0.09**
+26.50	+0.49
+27.12	0.00

LF +1.27 DF +0.0

AT LISA tri 839MP

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+29.50	-0.86
+29.00	-0.47
+28.50	**-0.07**
+28.00	+0.32
+28.41	0.00

LF +1.83 DF +0.0

AcrySof SN60WF

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+29.50	-0.77
+29.00	-0.37
+28.50	**+0.02**
+28.00	+0.41
+28.53	0.00

LF +1.88 DF +5.0

CT LUCIA 621P

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+30.50	-0.80
+30.00	-0.41
+29.50	**-0.03**
+29.00	+0.35
+29.46	0.00

LF +2.26 DF +3.5

Clareon CNA0T0

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+30.00	-0.81
+29.50	-0.42
+29.00	**-0.03**
+28.50	+0.35
+28.96	0.00

LF +2.06 DF +5.0

enVista

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+29.50	-0.65
+29.00	-0.26
+28.50	**+0.13**
+28.00	+0.52
+28.68	0.00

LF +1.94 DF +0.0

Micro F

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+29.50	-0.96
+29.00	-0.56
+28.50	**-0.17**
+28.00	+0.22
+28.29	0.00

LF +1.78 DF +1.0

250

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+29.00	-0.87
+28.50	-0.47
+28.00	**-0.07**
+27.50	+0.32
+27.91	0.00

LF +1.62 DF +5.0

ISOPURE 123

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+30.00	-0.75
+29.50	-0.36
+29.00	**+0.03**
+28.50	+0.41
+29.04	0.00

LF +2.09 DF +1.0

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

CÁLCULO DE IOL

Paciente	**EK CHAN, FELIPE**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	05/feb./1959		
Sexo	Masculino	!	Compruebe las advertencias en todas las páginas.
ID paciente	20343		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **18/feb./2026**	Fecha verif. calibración: **18/feb./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

OD derecho

CÁLCULO DE IOL

izquierdo OS

AcrySof IQ Vivity DFT0 15

Barrett Universal ... TK

IOL	Res. SE
+29.50	-0.67
+29.00	-0.27
+28.50	**+0.11**
+28.00	+0.50
+28.65	0.00

LF +1.93 DF +5.0

AT TORBI 709MP

Barrett Toric TK TK

IOL SPH	Res. SE	IOL Cil		Res. Ast.
n/a		135°		
n/a		---	n/a	
n/a		T N		
n/a				
---	0.00	89°	19.77	0.00

LF +1.62 DF +0.0

AT LISA tri toric 939M/MP

Barrett Toric TK TK

IOL SPH	Res. SE	IOL Cil		Res. Ast.
n/a		135°		
n/a		---	n/a	
n/a		T N		
n/a				
---	0.00	89°	19.77	0.00

LF +1.62 DF +0.0

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MEDICIONES

Paciente	**EK CHAN, FELIPE**
Fecha de nacimie...	05/feb./1959
Sexo	Masculino
ID paciente	20343
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com

Fecha de la medición **18/feb./2026** Fecha verif. calibración: **18/feb./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Afáquico	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...


(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

OD derecho					OS izquierdo				
AL	**23.16 mm**	SD 8 µm	WTW	11.5 mm	**AL**	**23.17 mm**	SD 8 µm	WTW	11.8 mm
ACD	2.78 mm	SD 8 µm	Pupila	2.7 mm	ACD	---		Pupila	1.9 mm
LT	5.07 mm	SD 14 µm	Ix / Iy	+0.6 mm / +0.4 mm	LT	---		Ix / Iy	-0.5 mm / -0.4 mm
CCT	556 µm	SD 3 µm	Kappa	0.4 mm @ 193 °	CCT	553 µm (!)	SD 9 µm	Kappa	0.2 mm @ 319 °

OD derecho				OS izquierdo			
Ast. K	**-16.10 D @ 0°**			**Ast. K**	**-3.58 D @ 6°**		
Avg. K	37.34 D (!)	SD 0.04 D		Avg. K	41.03 D (!)	SD 0.03 D	
K1	30.95 D @ 0°	SD 0.03 D		K1	39.32 D @ 6°	SD 0.04 D	
K2	47.05 D @ 90°	SD 0.11 D		K2	42.90 D @ 96°	SD 0.04 D	
Ast. TK	**-17.89 D @ 180°**			**Ast. TK**	**-4.48 D @ 6°**		
Avg. TK	36.17 D (!)	SD 0.05 D		Avg. TK	40.21 D (!)	SD 0.05 D	
TK1	29.31 D @ 180°	SD 0.07 D		TK1	38.09 D @ 6°	SD 0.16 D	
TK2	47.20 D @ 90°	SD 0.17 D		TK2	42.57 D @ 96°	SD 0.16 D	

MEDICIONES


ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA




Central Topography

Error de medición


FIJACIÓN




QUERATOMETRÍA



BLANCO-A-BLANCO




ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA




Central Topography

Error de medición


FIJACIÓN



QUERATOMETRÍA



BLANCO-A-BLANCO



Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS:	Fáquica	LS:	Afáquico
VS:	Humor vítreo	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	Ref:	---
VA:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	LVC:	No tratado
Modo LVC:	-	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	Refr. dest.:	+0.00 D
SIA:	+0.35 D @ 135°	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD			OS		
AL:	23.16 mm	SD: 8 µm	AL:	23.17 mm	SD: 8 µm
ACD:	2.78 mm	SD: 8 µm	ACD:	---	
LT:	5.07 mm	SD: 14 µm	LT:	---	
WTW:	11.5 mm		WTW:	11.8 mm	
SE:	37.34 D	(!) SD: 0.04 D	SE:	41.03 D	(!) SD: 0.03 D
K1:	30.95 D @ 0°		K1:	39.32 D @ 6°	
ΔK:	-16.10 D @ 0°		ΔK:	-3.58 D @ 6°	
K2:	47.05 D @ 90°		K2:	42.90 D @ 96°	
TSE:	36.17 D	(!) SD: 0.05 D	TSE:	40.21 D	(!) SD: 0.05 D
TK1:	29.31 D @180°		TK1:	38.09 D @ 6°	
ΔTK:	-17.89 D @180°		ΔTK:	-4.48 D @ 6°	
TK2:	47.20 D @ 90°		TK2:	42.57 D @ 96°	

TK ZEISS CT ASPHINA 509MP

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.27 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+28.00	-0.72
+27.50	-0.31
+27.00	**+0.09**
+26.50	+0.49
+26.00	+0.89
+27.12	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.83 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+29.50	-0.86
+29.00	-0.47
+28.50	**-0.07**
+28.00	+0.32
+27.50	+0.70
+28.41	Emetropía

TK Alcon AcrySof SN60WF

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.88 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+29.50	-0.77
+29.00	-0.37
+28.50	**+0.02**
+28.00	+0.41
+27.50	+0.79
+28.53	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.26 DF: +3.5

IOL (D)	Ref (D)
+30.50	-0.80
+30.00	-0.41
+29.50	**-0.03**
+29.00	+0.35
+28.50	+0.72
+29.46	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Cálculo de IOL

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica	LS: Afáquico
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Modo LVC: -	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	Refr. dest.: +0.00 D
SIA: +0.35 D @ 135°	SIA: +0.35 D @ 135°
Valores biométricos	
AL: 23.16 mm SD: 8 µm	AL: 23.17 mm SD: 8 µm
ACD: 2.78 mm SD: 8 µm	ACD: ---
LT: 5.07 mm SD: 14 µm	LT: ---
WTW: 11.5 mm	WTW: 11.8 mm
SE: 37.34 D (!) SD: 0.04 D K1: 30.95 D @ 0°	SE: 41.03 D (!) SD: 0.03 D K1: 39.32 D @ 6°
ΔK: -16.10 D @ 0° K2: 47.05 D @ 90°	ΔK: -3.58 D @ 6° K2: 42.90 D @ 96°
TSE: 36.17 D (!) SD: 0.05 D TK1: 29.31 D @180°	TSE: 40.21 D (!) SD: 0.05 D TK1: 38.09 D @ 6°
ΔTK: -17.89 D @180° TK2: 47.20 D @ 90°	ΔTK: -4.48 D @ 6° TK2: 42.57 D @ 96°

TK Alcon Clareon CNA0T0

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.06 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+30.00	-0.81
+29.50	-0.42
+29.00	**-0.03**
+28.50	+0.35
+28.00	+0.73
+28.96	Emetropía

TK Bausch + Lomb enVista

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.94 DF: +0.0

IOL (D)	Ref (D)
+29.50	-0.65
+29.00	-0.26
+28.50	**+0.13**
+28.00	+0.52
+27.50	+0.89
+28.68	Emetropía

TK PhysIOL Micro F

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.78 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+29.50	-0.96
+29.00	-0.56
+28.50	**-0.17**
+28.00	+0.22
+27.50	+0.61
+28.29	Emetropía

TK HOYA 250

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.62 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+29.00	-0.87
+28.50	-0.47
+28.00	**-0.07**
+27.50	+0.32
+27.00	+0.71
+27.91	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Cálculo de IOL

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica	LS: Afáquico
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Modo LVC: -	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	Refr. dest.: +0.00 D
SIA: +0.35 D @ 135°	SIA: +0.35 D @ 135°
Valores biométricos	
AL: 23.16 mm SD: 8 µm	AL: 23.17 mm SD: 8 µm
ACD: 2.78 mm SD: 8 µm	ACD: ---
LT: 5.07 mm SD: 14 µm	LT: ---
WTW: 11.5 mm	WTW: 11.8 mm
SE: 37.34 D (!) SD: 0.04 D K1: 30.95 D @ 0°	SE: 41.03 D (!) SD: 0.03 D K1: 39.32 D @ 6°
ΔK: -16.10 D @ 0° K2: 47.05 D @ 90°	ΔK: -3.58 D @ 6° K2: 42.90 D @ 96°
TSE: 36.17 D (!) SD: 0.05 D TK1: 29.31 D @180°	TSE: 40.21 D (!) SD: 0.05 D TK1: 38.09 D @ 6°
ΔTK: -17.89 D @180° TK2: 47.20 D @ 90°	ΔTK: -4.48 D @ 6° TK2: 42.57 D @ 96°

TK PhysIOL ISOPURE 123

- Barrett Universal II TK -
LF: +2.09 DF: +1.0

IOL (D)	Ref (D)
+30.00	-0.75
+29.50	-0.36
+29.00	**+0.03**
+28.50	+0.41
+28.00	+0.79
+29.04	Emetropía

TK Alcon AcrySof IQ Vivity DFT015

- Barrett Universal II TK -
LF: +1.93 DF: +5.0

IOL (D)	Ref (D)
+29.50	-0.67
+29.00	-0.27
+28.50	**+0.11**
+28.00	+0.50
+27.50	+0.88
+28.65	Emetropía

TK ZEISS AT TORBI 709MP

- Barrett Toric TK -
LF: +1.62 DF: +0.0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---+19.77		89°	Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Cálculo de IOL

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica	LS: Afáquico
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Modo LVC: -	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	Refr. dest.: +0.00 D
SIA: +0.35 D @ 135°	SIA: +0.35 D @ 135°
Valores biométricos	
AL: 23.16 mm SD: 8 µm	AL: 23.17 mm SD: 8 µm
ACD: 2.78 mm SD: 8 µm	ACD: ---
LT: 5.07 mm SD: 14 µm	LT: ---
WTW: 11.5 mm	WTW: 11.8 mm
SE: 37.34 D (!) SD: 0.04 D K1: 30.95 D @ 0°	SE: 41.03 D (!) SD: 0.03 D K1: 39.32 D @ 6°
ΔK: -16.10 D @ 0° K2: 47.05 D @ 90°	ΔK: -3.58 D @ 6° K2: 42.90 D @ 96°
TSE: 36.17 D (!) SD: 0.05 D TK1: 29.31 D @180°	TSE: 40.21 D (!) SD: 0.05 D TK1: 38.09 D @ 6°
ΔTK: -17.89 D @180° TK2: 47.20 D @ 90°	ΔTK: -4.48 D @ 6° TK2: 42.57 D @ 96°

TK **ZEISS AT LISA tri toric 939M/MP**

- Barrett Toric TK -
LF: +1.62 DF: +0.0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---+19.77	89°		Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos


AL:	23.16 mm	SD:	8 µm	WTW:	11.5 mm	Ix:	+0.6 mm
CCT:	556 µm	SD:	3 µm	P:	2.7 mm	Iy:	+0.4 mm
ACD:	2.78 mm	SD:	8 µm			CW-chord:	0.4 mm @ 193°
LT:	5.07 mm	SD:	14 µm				

SE:	37.34 D	(!)		SD:	0.04 D	TSE:	36.17 D	(!)	SD: 0.05 D
K1:	30.95 D	@	0°	SD:	0.03 D	TK1:	29.31 D	@ 180°	SD: 0.07 D
K2:	47.05 D	@	90°	SD:	0.11 D	TK2:	47.20 D	@ 90°	SD: 0.17 D
ΔK:	-16.10 D	@	0°			ΔTK:	-17.89 D	@ 180°	

Scan B



Fijación





Central Topography

Queratometría

Blanco a blanco

Error de medición





(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Análisis

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS:	Afáquico	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos


AL:	23.17 mm	SD:	8 µm	WTW:	11.8 mm	Ix:	-0.5 mm
CCT:	553 µm (!)	SD:	9 µm	P:	1.9 mm	Iy:	-0.4 mm
ACD:	---					CW-chord:	0.2 mm @ 319°
LT:	---						

SE:	41.03 D	(!)		SD:	0.03 D	TSE:	40.21 D	(!)	SD: 0.05 D
K1:	39.32 D	@	6°	SD:	0.04 D	TK1:	38.09 D	@ 6°	SD: 0.16 D
K2:	42.90 D	@	96°	SD:	0.04 D	TK2:	42.57 D	@ 96°	SD: 0.16 D
ΔK:	-3.58 D	@	6°			ΔTK:	-4.48 D	@ 6°	

Scan B




Fijación




Central Topography

Error de medición

Queratometría



Blanco a blanco



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Valores biométricos

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica	LS: Afáquico
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Valores biométricos	
AL: **23.16** mm SD: 8 µm	AL: **23.17** mm SD: 8 µm
CCT: **556** µm SD: 3 µm	CCT: **553** µm (!) SD: 9 µm
ACD: **2.78** mm SD: 8 µm	ACD: **---**
LT: **5.07** mm SD: 14 µm	LT: **---**

AL	CCT	ACD	LT	AL	CCT	ACD	LT
23.15 mm	556 µm	2.77 mm	5.07 mm	23.17 mm	553 µm	---	---
23.16 mm	556 µm	2.79 mm	5.08 mm	23.17 mm	565 µm	---	---
23.16 mm	558 µm	2.79 mm	5.07 mm	23.18 mm	558 µm	---	---
23.16 mm	555 µm	2.79 mm	5.07 mm	23.17 mm	551 µm	---	---
23.15 mm	552 µm	2.78 mm	5.06 mm	23.18 mm	545 µm	---	---
23.16 mm	556 µm	2.78 mm	5.07 mm	23.17 mm	547 µm	---	---

Valores de la córnea

SE: **37.34** D (!) SD: 0.04 D	SE: **41.03** D (!) SD: 0.03 D
K1: **30.95** D @ **0°** SD: 0.03 D	K1: **39.32** D @ **6°** SD: 0.04 D
K2: **47.05** D @ **90°** SD: 0.11 D	K2: **42.90** D @ **96°** SD: 0.04 D
ΔK: **-16.10** D @ **0°**	ΔK: **-3.58** D @ **6°**
SE: 37.33 D ΔK: -16.04 D @ 0°	SE: 41.02 D ΔK: -3.57 D @ 6°
SE: 37.35 D ΔK: -16.16 D @ 0°	SE: 41.04 D ΔK: -3.59 D @ 6°
SE: 37.33 D ΔK: -16.64 D @ 0°	SE: 40.98 D ΔK: -4.11 D @ 6°
TSE: **36.17** D (!) SD: 0.05 D	TSE: **40.21** D (!) SD: 0.05 D
TK1: **29.31** D @ **180°** SD: 0.07 D	TK1: **38.09** D @ **6°** SD: 0.16 D
TK2: **47.20** D @ **90°** SD: 0.17 D	TK2: **42.57** D @ **96°** SD: 0.16 D
ΔTK: **-17.89** D @ **180°**	ΔTK: **-4.48** D @ **6°**
TSE: 36.14 D ΔTK: -17.92 D @ 179°	TSE: 40.22 D ΔTK: -4.33 D @ 6°
TSE: 36.18 D ΔTK: -17.93 D @ 180°	TSE: 40.13 D ΔTK: -4.68 D @ 5°
TSE: 36.15 D ΔTK: -18.35 D @ 0°	TSE: 40.21 D ΔTK: -4.94 D @ 6°
Valores de blanco a blanco y de pupila	
WTW: 11.5 mm lx: +0.6 mm ly: +0.4 mm	WTW: 11.8 mm lx: -0.5 mm ly: -0.4 mm
P: 2.7 mm CW-chord: 0.4 mm @ 193°	P: 1.9 mm CW-chord: 0.2 mm @ 319°
Se ha guardado la imagen (!)	Se ha guardado la imagen (!)

Reference Image

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD derecho

Reference Image


Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.16 mm			SE:	37.34 D	(!)	
ACD:	2.78 mm			K1:	30.95 D	@	0°
LT:	5.07 mm			K2:	47.05 D	@	90°
WTW:	11.5 mm	Ix:	+0.6 mm	ΔK:	-16.10 D	@	0°
P:	2.7 mm	CW-chord:	0.4 mm @ 193°				

TSE:	36.17 D	(!)			
TK1:	29.31 D	@	180°		
TK2:	47.20 D	@	90°		
ΔTK:	-17.89 D	@	180°		



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Reference Image

OS izquierdo


Estatus del ojo

LS:	Afáquico	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.17 mm			SE:	41.03 D	(!)		
ACD:	---			K1:	39.32 D	@	6°	
LT:	---			K2:	42.90 D	@	96°	
WTW:	11.8 mm	Ix:	-0.5 mm	ΔK:	-3.58 D	@	6°	
P:	1.9 mm	CW-chord:	0.2 mm @ 319°					

TSE:	40.21 D	(!)			
TK1:	38.09 D	@	6°		
TK2:	42.57 D	@	96°		
ΔTK:	-4.48 D	@	6°		



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	EK CHAN, FELIPE		
Fecha de nacim.	05/feb./1959	Sexo	Masculino
ID del paciente	20343		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	18/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	18/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

Advertencias relativas a mediciones

El radio de curvatura central del ojo derecho es -3.69 D mayor que el radio de curvatura central del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.

[OD]

OD: La proporción entre la superficie anterior y la posterior de la córnea que se ha medido es inusual. Verificar si el paciente ha sido sometido a una cirugía refractiva de la córnea.

OD: El valor de medición queratométrica no es seguro.

OD: Radio de curvatura central del ojo derecho 37.34 D. - Nota: Curvatura corneal muy plana.

OD: Cilindro: -16.10 D. Nota: Fuerte astigmatismo.

[OS]

OS: La proporción entre la superficie anterior y la posterior de la córnea que se ha medido es inusual. Verificar si el paciente ha sido sometido a una cirugía refractiva de la córnea.

OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

OS: Cilindro: -3.58 D. Nota: Fuerte astigmatismo.

Comentarios

ID.CATARATA OD,LUXACION LIO OI.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved